



JAATU

HANDMADE IN IVALO

VEHNÄTYINY

Rentouttava vehnätyyny kehon hoitoon koko perheelle.

Tyynyä voit käyttää lämmitettynä esimerkiksi lihasjumeihin tai viilennettynä päänsärkyyn, auringonpolttamalle iholle tai venähdysten hoitoon.

Käyttö:

Lämmitys- ota aina päällinen pois ennen lämmitystä. Älä jätä tuotetta lämmityksen ajaksi vartioimatta, mikrossa suorita lämmitys pieni hetki kerrallaan.

Lämmitysaika mikrossa 0.5 -3 min, tyynyn koosta ja mikron tehosta riippuen (esim. iso tyyny 990 watin tehossa noin 1,5 min) tai uunissa puhtaalla pellillä tai leivinpaperin päällä n. 90-110 asteessa 5-10 min. Aseta lämmin tyyny joko vaatteiden tai pyyhkeen päälle hoidettavalle alueelle 15-30 minuutiksi.

Kylmäpakkauksen saat laittamalla tyynyn pakastimeen pari tunniksi. Käytä mielellään suojaussäilytyspakkasessa suojaamaan tyynyä kosteudelta ja lialta. Aseta viilennetty tyyny hoidettavan alueen päälle 10-20 minuutiksi.

Tyynyn päällinen on luonnonmateriaalia (puuvillaa, pellavaa tai hampua)
Sisäpussi 100% puuvillaa. Täytenä kotimaisia luomuvehnänsiemeniä.

Hoito:

Irroitettavan päällisen voi pestä 60 asteessa samansävyisten kanssa.
Sisäpussin voi tarpeen mukaan myös pestä 60 asteessa, mutta se on ensin tyhjennettävä.